

## Institut Clément Ader

Université de Toulouse



## DEROTATEUR OPTIQUE / VIBROMETRE LASER « POLYTEC »

(INVENTAIRE ISAE SUPAERO jean-benoit.alibert@isae-supaero.fr)

PRINCIPE	Associé au Vibromètre laser à balayage PSV-400, le Dérotateur Optique permet la mesure de vibrations sur des objets en rotation : hélices, turbines, ventilateurs, roues,
	Le Système est capable de suivre des cibles dont la vitesse de rotation peut aller jusqu'à 24 000 tr/min. A l'aide du Dérotateur, l'analyse et la mesure des vibrations est accessible. Les systèmes télémétriques deviennent alors inutiles.  Ce mode de caractérisation très avancé repose sur la capacité du rayon laser à pouvoir fixer une zone même pendant la phase de rotation de l'objet. En raison de la vitesse de synchronisation du Dérotateur et de l'objet qui semble rester statique.
	Pour fonctionner, le PSV-A-440 doit être associé au vibromètre à balayage PSV-400 et au vibromètre monopoint (servant de référence) OFV-505.
TYPE/REF	POLYTEC DEROTATEUR PSV-A-440
CONSTRUCTEUR	POLYTEC.

TYPE/REF	POLYTEC DEROTATEUR PSV-A-440		
CONSTRUCTEUR	POLYTEC		
CAPACITES	Vitesse Max : Angle de Balayage Utilisable : Changement de Vitesse Max : Résolution du Codeur Recommandée :	24 000 tr/min +/- 4° 550 rpm/s 500 lines/rev	
PILOTAGE	Polytec Derotator Software (PSV-S-DER 1.1) PSV Scanning Vibrometer Software  Les logiciels PSV sont au cœur de tous les systèmes Polytec de mesure de vibration plein champ. Ils sont dédiés à l'acquisition et au traitement de données de mesure de vibrations en utilisant les systèmes PSV, PSV-3D.		
QUALITE	Les déformés opérationnelles, les fréquences de résonance et les effets		

## de raidissement dus à des vitesses de rotation élevées sont mesurés. Le PSV-A-440 / Dérotateur optique vient compléter les fonctionnalités du vibromètre à balayage PSV-400. La partie dérotateur optique se compose d'une unité de rotation avec entrée encodeur, un boîtier de commande, un système de réglage angulaire, d'ajustement. Un logiciel permet la configuration du PSV-400 et du dérotateur pour les essais dynamiques ou les essais statiques.

Institut Clément Ader

Espace Clément Ader, imp. D.Daurat Prolongée- 31400 Toulouse Cedex 4

Tél.: 33 (0)5 61 17 10 85



## Institut Clément Ader

Université de Toulouse





