Institut Clément Ader

Institut Clément Ader

Université de Toulouse



B4 - TMA

PRINCIPE	Permet de mesurer les changements dimensionnels d'un échantillon soumis à une contrainte prédéfinie (température, force statique 1N maximum). On peut ainsi en déduire des informations sur son comportement : élasticité, rétrécissement, dilatation, manifestation des transitions	
CONSTRUCTEUR	PERKIN ELMER	
TYPE/REF	TMA 7/ N°138546	
DIMENSIONS EPROUVETTES		
	Largeur	$I_{\text{max}} = 75 \text{ mm}$
	Hauteur	h _{max} = 191 mm
CARACTERISTIQUES	Atmosphère neutre Hélium	
	Sondes et montages	Compression, traction, flexion, extension, dilatométrie
	Capteur de déplacement	Electromagnétique (LVDT)
	Thermocouple	Chrome/alumel
	Refroidissement	Circulation d'eau
CAPACITES	Température	-200℃ < T °< 1000℃
OAI AOITEO	Vitesse de chauffe	0.1℃/min à 100℃/min
PRECISION	Température	± 2°C
- N20101011	Capteur de déplacement	Sensibilité 50 nm
PILOTAGE	Pilotage et traitement des données à l'aide du logiciel « <i>Perkin Elmer PYRIS</i> »	
QUALITE	Tarage suivant instruction SQ/In-10-01 (3 fois/an)	



135, avenue de Rangueil - 31077 TOULOUSE CEDEX 4 Tél. : 33 (0)5 61 55 97 03 - Fax : 33 (0)5 61 55 99 50