

Institut Clément Ader

Université de Toulouse



A00 – Banc de stéréovision Très Haute Résolution (site Albi)

PRINCIPE

La corrélation d'images est une technique expérimentale qui permet de mesurer le champ de position d'un ensemble de points sur une surface. Si l'on corrèle les images de deux caméras numériques synchronisées, on réalise une stéréo-corrélation, appelée corrélation (surfacique) "3D". Un calcul de triangulation permet alors de calculer un champ de position pour chaque paire d'images, quelle que soit la surface étudiée. Les différences des champs de position successifs à partir d'une situation de référence constituent les champs de déplacement. Les champs de déformation sont dérivés des champs de déplacement par un calcul local en chaque point.

TYPE/REF	Cameras Prosilica	GE/1900
	Callicias Elusilica	いしものいい

CONSTRUCTEUR Correlated solutions

CAPACITES Format image: 4872 x 3248 px

Détecteur : CCD Kodak 35mm noir et blanc

Monture F

Objectifs: 50mm,60mm Macro, 105mm Macro, 28-300mm Macro

PRECISION environ 1/50 de pixel. Conversion à faire en fonction l'optique utilisée et

donc du champ de vue observé.

PILOTAGE Logiciel d'acquisition d'images permettant de régler les différents

paramètres des caméras, leurs synchronisations et la vitesse d'acquisition

