

Institut Clément Ader

Université de Toulouse



ELECTROFORCE 3330 A-T « BOSE »

(INVENTAIRE ISAE SUPAERO <u>jean-benoit.alibert@isae-supaero.fr</u>)

PRINCIPE

La machine d'essais Electroforce 3330 série II se prête à une large gamme d'essais, en particulier la plupart des essais dynamique (DMA, boucles d'hystérésis, ...) de caractérisation de matériaux et de fatigue.

Avec une réponse en fréquence depuis le statique jusqu'à 100 Hz et une enveloppe de chargement de ±3000 N, l'Electroforce 3330 série II est un système polyvalent bien adapté à diverses applications d'essais telles que les essais de durabilité et la caractérisation dynamique de composants et de matériaux élaborés.

TYPE/REF	ELECTROFORCE 3330	A-T

CONSTRUCTEUR BOSE ELECTROFORCE

Force (Torque) Max : +/- 3kN Dynamique Force (Continu) Statique ou RMS : +/- 2.1kN Dynamique Déplacement / Rotation : +/- 12.7 mm (+/- 0.5 in)

Fréquence Axial Max : 100 Hz
Diamètre de la colonne : 50 mm (2 in)
Espacement des colonnes : 460 mm (18in)

PILOTAGE

CAPACITES

Le système de pilotage est composé du software WinTest et d'un contrôleur électronique PCI associé pour gérer l'acquisition des données, la génération de signaux et le pilotage de la machine.

Le software WinTest fonctionne sur un PC de bureau sous environnement Windows 7 et dispose d'une interface graphique adaptable par l'utilisateur.

QUALITE

Capable de fonctionner à 100 Hz et de générer une force de ±3000 N, la 3300 se prête à une grande diversité d'essais de fatigue.

Chargements complexes axial et torsion avec pilotage en rotation ou en couple.

Mesure du déplacement de haute précision et de haute résolution. Large gamme d'applications grâce à un fonctionnement de 0 à 100 Hz.

Espace Clément Ader, imp. D.Daurat Prolongée- 31400 Toulouse Cedex 4

Tél.: 33 (0)5 61 17 10 85



Institut Clément Ader

Université de Toulouse





